

Sterile Pinzetten zum Einmalgebrauch

Sterile forceps for single-use

Steril · Kostengünstig

- » Bipolare Pinzetten für den Einmalgebrauch in der Elektrochirurgie zum Präparieren und Koagulieren
- » Einzeln bestellbar
- » Keine Reinigung und keine Sterilisation erforderlich
- » Spannungsfestigkeit von 500 Vp
- » Zwei Preisklassen erhältlich

Sterile · Cost-efficient

- » Single use bipolar forceps for preparing and coagulation of tissue
- » Can be ordered individually.
- » No cleaning or sterilization required
- » Proof voltage of 500 Vp
- » Two price categories



Bipolar Pinzetten Qualitätsstufe B Bipolar forceps quality class B



Bipolare Pinzette gerade, stumpf 1,0 mm Länge 160 mm, Einmalartikel, steril
Forceps, bipolar straight, blunt 1,0 mm, length 160 mm, disposable single-use

Art.-Nr. 140-101-016-Y



Bipolare Pinzette gerade, stumpf 1,0 mm Länge 180 mm, Einmalartikel, steril
Forceps, bipolar straight, blunt 1,0 mm, length 180 mm, disposable single-use

Art.-Nr. 140-101-018-Y

Bipolar Pinzetten Qualitätsstufe A Bipolar forceps quality class A

Made in Germany

Made in Germany



Bipolare Pinzette gerade, stumpf 1,0 mm Länge 160 mm, Einmalartikel, steril
Forceps, bipolar straight, blunt 1,0 mm, length 160 mm, disposable single-use

Art.-Nr. 140-101-016-S



Bipolare Pinzette gerade, stumpf 1,0 mm Länge 180 mm, Einmalartikel, steril
Forceps, bipolar straight, blunt 1,0 mm, length 180 mm, disposable single-use

Art.-Nr. 140-101-018-S



Bipolare Pinzette 45° gewinkelt, stumpf 1,0 mm Länge 160 mm, Einmalartikel, steril
Forceps, bipolar 45° angled, blunt 1,0 mm, length 160 mm, disposable single-use

Art.-Nr. 140-121-016-S



Bipolare Pinzette 45° gewinkelt, stumpf 1,0 mm Länge 180 mm, Einmalartikel, steril
Forceps, bipolar 45° angled, blunt 1,0 mm, length 180 mm, disposable single-use

Art.-Nr. 140-121-018-S

www.micromed.com