


Sterile Pinzetten zum Einmalgebrauch



12

Art.-Nr. 140-101-018-YC 180 mm

Einmal-Pinzette bipolar

Gerade, stumpf 1,0 mm, steril mit 3 m Anschlusskabel

- Einzeln steril verpackt
- Bipolare Pinzetten für den Einmalgebrauch in der Elektrochirurgie zum Präparieren und Koagulieren
- Keine Reinigung und keine Sterilisation erforderlich
- Spannungsfestigkeit von 500 Vp

Micromed Medizintechnik GmbH
Eisenbahnstr. 84
D-78573 Wurmlingen

Tel +49 7461 96 48 55 0
Fax +49 7461 96 48 55 95

info@micromed.com
www.micromed.com