

## Sterile Pinzetten zum Einmalgebrauch



Art.-Nr. 140-101-016-Y

Bipolare Pinzette gerade, stumpf 1,0 mm, Länge 160 mm, Einmalartikel, steril



Art.-Nr. 140-101-018-Y

Bipolare Pinzette gerade, stumpf 1,0 mm, Länge 180 mm, Einmalartikel, steril



Art.-Nr. 140-101-018-YC

Bipolare Pinzette gerade, stumpf 1,0 mm, Länge 180 mm, Einmalartikel, steril, mit Anschlusskabel 3 m

- Einzeln steril verpackt
- Bipolare Pinzetten für den Einmalgebrauch in der Elektrochirurgie zum Präparieren und Koagulieren
- Einzeln bestellbar
- Keine Reinigung und keine Sterilisation erforderlich
- Spannungsfestigkeit von 500 Vp

Micromed Medizintechnik GmbH  
Eisenbahnstr. 84  
D-78573 Wurmlingen

Tel +49 7461 96 48 55 0  
Fax +49 7461 96 48 55 95

info@micromed.com  
www.micromed.com