


Einmal-Neutralelektroden *Disposable neutral electrode*

Für verschiedene Anschlusskabel
For different connection cables

Körperanpassendes Trägermaterial
Thin material adjusts to the body



Latex frei
Latex free

Hydrogel mit hoher Klebekraft
Highly adhesive hydrogel

MICROMED Neutralelektroden werden auf Basis eines modernen und hautverträglichen Klebematerials gefertigt. Dieses reduziert den natürlichen Hautübergangswiderstand und leitet somit den HF-Strom optimal ab.

Micromed neutral electrodes are made with a modern adhesive particularly tolerable to skin. It reduces natural resistance between skin and electrode and deflects the high-frequency current in an optimal way.

- » Innovativ » sicher » wirtschaftlich
- » Anatomisches Design
- » Einfaches entfernen der Elektrode
- » Sicherheitsränder
- » Optionales Kabel

- » Innovative » safe » efficient
- » Anatomic design
- » Easy removal of electrode
- » Safety edge
- » Fits with various cables

Micromed Medizintechnik GmbH
Eisenbahnstr. 84
D-78573 Wurmlingen

Tel +49 7461 96 48 55 0
Fax +49 7461 96 48 55 95

info@micromed.com

www.micromed.com

999-022-001 © Copyright by Micromed Medizintechnik GmbH
Technische Änderungen vorbehalten • 11.2011

Das anatomische Design und die flüssigkeitsabweisende Außenseite ermöglichen eine ideale, gleichmäßige und vollflächige Körperanpassung, sowie Absicherung während des gesamten Eingriffs.

Nach der Anwendung lässt sich die Elektrode einfach und rückstandsfrei entfernen.

Micromed Neutralelektroden verfügen zusätzlich über Sicherheitsränder und können optional mit verschiedenen Kabeln eingesetzt werden.

The anatomic design and the fluid-repellent surface enable an ideal, evenly distributed and holohedral fit to the body and grant protection during the entire application.

After surgery the electrode can be removed easily and residue-free.

In addition Micromed neutral electrodes have safety borders and can optionally be used with various cables.



Art.-Nr. 110-300-001

Einmal-Neutralelektrode für Erwachsene und Kinder > 5 kg, ungeteilte Kontaktfläche 114 cm², ohne Anschlusskabel

Disposable neutral electrode for adults and children, single surface 114 cm², without connection cable



Art.-Nr. 110-300-002

Einmal-Neutralelektrode für Erwachsene und Kinder > 5 kg, geteilte Kontaktfläche 108 cm², ohne Anschlusskabel

Disposable neutral electrode for adults and children, split contact surface 108 cm², without connection cable



Art.-Nr. 110-200-300 3 m

Art.-Nr. 110-200-500 5 m

Anschlusskabel für Einmal-Neutralelektroden für Aesculap, Berchtold, Erbe, Martin und Micromed HF-Geräte

Connection cable for disposable dispersive electrodes for Aesculap, Berchtold, Erbe, Martin und Micromed HF-units



Art.-Nr. 110-296-500 5 m

Anschlusskabel für Einmal-Neutralelektroden für Valleylab HF-Geräte

Connection cable for disposable dispersive electrodes for Valleylab HF-units

