





Kabel


- in unterschiedlichen Längen 3m, 4m, 5m
- mit unterschiedlichen Gerätesteckern verschiedener Gerätehersteller

Handgriff und Kabel trennbar

- flexibler Handgriff passend für alle gängigen Elektrochirurgiegeräte
- Kabel austauschbar

Elektrodenhandgriff MicroPen®

- ausgereiftes Design
- optimale Handhabung
- lange Lebensdauer



für Aesculap, Berchtold, Intergra, Martin, Micromed

für ERBE, VIO, ICC und ACC

für Valleylab, Tyco

Tasten

- Tastenhub gut fühlbar
- Knackfroschfunktion
- hohe Sicherheit durch langlebige Tasten
- Tasten vollständig mit Silikon gekapselt


Elektroden

- Sechskantpassung mit 4,0 mm / 2,4 mm
- Rundpassung mit 1,6 mm
- einfacher Elektrodenwechsel

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Besuchen Sie uns online auf www.micromed.biz


MICROMED®



100-104-016

100-201-040

100-201-024

100-101-040

100-203-040

MICROMED MICROPEN

12

12 MONATE GARANTIE*

Hochwertiger Kunststoff

- hohe elektrische Spannungsfestigkeit bis 7500 Volt
- mehr als 250 Sterilisationszyklen möglich
- hohe Beständigkeit gegen Reinigungsmittel

Elektrodenhandgriff MicroPen® von Micromed®

Elektrodenhandgriff MicroPen®

• Höchste Qualität mit 12 Monaten Garantie

Der **MicroPen®** ist ein innovativer wiederverwendbarer Elektrodenhandgriff der höchsten Ansprüchen genügt. Durch optimale Fertigungstechnik sowie die Verwendung von hochwertigen Kunststoffen ergibt sich eine höchstmögliche Lebensdauer kombiniert mit optimaler Handhabung.

Handgriff und Kabel trennbar

Mit Hilfe einer Steckverbindung können die Komponenten im Falle eines Defekts einzeln ersetzt werden, das senkt die Kosten und schont die Umwelt.

Hoher Bedienkomfort

Durch ergonomische Anordnung der Tasten, und gut fühlbarem Druckpunkt, sowie seitlichen Griffpunkten ist der MicroPen außerdem besonders anwenderfreundlich.

Reinigung und Desinfektion

Der MicroPen ist mehr als 250 mal bei 134°C. sterilisierbar.


Höchste Kompatibilität

Der MicroPen ist kompatibel mit allen gängigen HF-Generatoren verschiedenster Hersteller wie z.B. Aesculap, Berchtold, Integra, Erbe, Martin und Micromed.

* Micromed gewährt für den Elektrodenhandgriff MicroPen® eine Garantie von 12 Monaten ab Kaufdatum.



www.micromed.biz



Micromed Medizintechnik GmbH
Esslinger Str. 37
D-78532 Tuttlingen

Tel +49 7462 923250
Fax +49 7462 923246
info@micromed.biz